



## APPAREIL DE RADIOGRAPHIE MOBILE PERFLONG PLX 101B X-RAY

### Description

- Puissance de sortie : 3.5 KW;
- Fréquence : 40 KHz;
- Tube a rayon X : Anode fixe;
- Concentration : 1.5;
- Tension du tube : 40 – 110 KV (intervalle 1 KV);
- Courant du tube :
  - 40 – 49 KV 63 mA 1 – 125 mAs;
  - 50 – 59 KV 55 mA 1 – 110 mAs;
  - 60 – 69 KV 45 mA 1 – 90 mAs;
  - 70 – 79 KV 40 mA 1 – 80 mAs;
  - 80 – 89 KV 36 mA 1 – 71 mAs;
  - 90 – 99 KV 32 mA 1 – 63 mAs;
  - 100- 110 KV 20 mA 1 – 40 mAs.
- Batterie intégrée : Avec une pile de sauvegarde intégrée permettant de prendre 200 a 500 clichés après une panne de courant;
- Source de courant : 220V±10% résistance intérieur < 1?;
- Méthode de fonctionnement: contrôle fil / sans fil;
- Détails d'emballage: 1240mm x 980mm x 1510mm N.W. 150kgs G.W.210kgs.