

SonoScape
A5



WWW.YUESENMED.COM

APPAREIL D'ÉCHOGRAPHIE PORTABLE SONOSCAPE A5

Description

- Numéro de Type : MSL-A5;
- Point d'origine : Chine;
- Instrument classification : Classe II;
- Moniteur : 12" ; LCD;
- Connecteurs de transducteur : 2;
- Capacité de stockage : 4 GO;
- M-tuning : Un bouton d'optimisation;
- Taille ouverte : 336*385*345 (mm);
- Fermer taille : 336*150*345 (mm);
- Sortie : USB 2.0/VGA/s-vidéo;
- Disque dur externe : 320 GO;
- Modes d'imagerie : B/2B/M/B + M;
- Poste de travail : Interne;
- DICOM et THI : optionnel.