



AUTOCLAVE STERILISATEUR VERTICAL A VAPEUR RH-L100B CLINIC 100 LITRES

Description

Il présente les avantages suivants: **stérilisation efficace, fonctionnement pratique, sécurité, consommation réduite d'électricité et bon marché.** Il est idéal pour les cliniques, instituts de recherche scientifique et autres organisations de stériliser des instruments chirurgicaux, des tissus, des verres, des milieux de culture, etc.

Volume	100L
Alimentation	4.5Kw
Tension	AC 220V,50Hz
Pression de fonctionnement nominale	0,22MPa
Température de fonctionnement nominale	134°C
Plage de réglage de température de stérilisation	50° C~134°C
Durée de la stérilisation Plage de réglage	4~120min
Volume de la chambre	?450*650
Dimension du godet	?430*550
Dimension panier (facultatif)	?410*300*2
Dimension globale	555*555*1250
Taille de l'emballage	690*650*1410
POIDS NET	133kg
POIDS BRUT	106kg

FABRIQUANT : Suzhou Power Flower Biotech Co., Ltd.