



BOITE LAPAROTOMIE

Description

Elle est constituée des éléments suivant:

- 1 Boite en inox. 400 x 200 x 90 mm;
- 1 Aiguille de Reverdin, (droite), 20 cm;
- 1 Ciseaux de Mayo, (droite), 17 cm;
- 1 Ciseaux de Mayo, (courbe), 17 cm;
- 1 Ciseaux de Metzenbaum, (droite), 26 cm;
- 1 Manche de Bistouri, N 4, 13 cm;
- 1 Ecarteur Farabeuf, (la paire) 16 mm, 15 cm;
- 1 Ecarteur de Gosset, (adulte) 3 valves;
- 2 Epingles a instruments, 12 cm;
- 1 Pince Hysterolable de Dartigues, 25 cm;
- 6 Pince de Kocher, (droite), 14 cm;
- 2 Pinces d'Allis, (5 x 6 dents), 19 cm;
- 3 Pinces a champs Backhaus, 14 cm;
- 3 Pinces de Kelly, (droite) 16 cm;
- 3 Pinces de Kelly, (courbe) 16 cm;
- 4 Pince de Murphy Pean, (droite), 14 cm;
- 3 Pince de terrier, 13 cm;
- 1 Pince Dissection, A/G, 18 cm;
- 1 Pince a Dissection, A/G, 25 cm;
- 1 Pince a Dissection, S/G, 18 cm;
- 1 Porte Aiguille Mayo Hegar, 20 cm;
- 3 Pince Bengolea, (droite) A/G, 24 cm;
- 3 Pince Bengolea, (courbe) A/G, 24 cm;
- 1 Sonde cannelée, 18 cm;
- 1 Stylet Porte-coton, 14 cm;
- 1 Valves De Kelly, 160 x 57mm, 23 cm.