



CENTRIFUGEUSE

Description

- Disponible en 12 tubes, 6 tubes, 8 tubes;
- Alimentation AC110 V/220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz/60 Hz $\pm$ 2 % ;
- Vitesse ? 4000r / min $\pm$ 10% Capacité 20 ml $\times$ 6 tubes / 8 tubes / 12 tubes;
- Maximum La Force Centrifuge Relative 1795 $\times$ g ;
- Temps Gamme 0-60 min ou toujours sur (Mécanique Temps).