



CONCENTRATEUR D'OXYGENE

Description

Description

- Model : OLV-5A et OLV-10A;
- Débit : 5l/min et 10l/min;
- Concentration de l'oxygène : $93\% \pm 3\%$;
- Alimentation : 220V ? 22V, 50Hz ? 1Hz / 110v ? 15V60Hz ? 1Hz;
- Pression de sortie : 20Kpa-60Kpa;
- Puissance d'entrée : 300VA et 550VA;
- Niveau sonore : Moins de 45db;
- Poids net : 15kg et 20kg;
- Système de fonctionnement : flux continu.