



## APPAREIL DE GLICEMIE ONETOUCH ULTRA 2

### Description

- Plage de résultats rapportés : 1,1 à 33,3 mmol/L ;
- Échantillon : sang frais d'origine capillaire ;
- Durée du test : 5 secondes ;
- Méthode d'analyse : bio-capteur de glucose-oxydase ;
- Source d'alimentation du lecteur : une pile remplaçable au lithium de 3v (ou équivalence) ;
- Source d'alimentation du rétro-éclairage : une pile remplaçable au lithium de 3v (ou équivalence) ;
- Unité de mesure : mmol/l ;
- Mémoire : 500 résultats ;
- Arrêt automatique : deux minutes après la dernière action ;
- Taille : 7.92 cm x 5.92 cm x 2.29 cm ;
- Poids : environ 42.5g avec les piles ;
- Plage de fonctionnement :
  - Température : 6 à 44 °C ;
  - Humidité relative : 10-90% ;
  - Altitude : jusqu'à 3048 mètres ;
  - Hématocrites : 30 – 55%.