



TABLE D'OPÉRATION MODEL 3001

Description

- Dimensions du plateau de table:
 - Longueur totale : 2100 ± 50 mm;
 - largeur : 480 ± 20 mm;
- Dimensions des sections:
 - Appuie-tête : 280 x 380 mm;
 - Section arrière : 500 x 480 mm;
 - Pont rénal : 85 x 470 mm;
 - Section de siège : 450 x 480 mm;
 - Section de jambe : 500 x 480 mm;
 - Repose pieds : 200 x 535 mm;
- Plateau du sol : $(750 - 950)$ mm ± 50 mm;
- Gamme de mouvements:
 - Trendelenburg inversé : $\pm 12^\circ$
 - Trendelenburg : $\pm 20^\circ$
 - Inclinaison à gauche : $\pm 15^\circ$
 - Inclinaison à droite : $\pm 15^\circ$
- Réglages de section:
 - Repose-tête surélevé par rapport à l'horizontale : $\pm 40^\circ$;
 - Abaissé de l'horizontal : $\pm 90^\circ$;
 - Section arrière – surélevé de l'horizontal : $\pm 75^\circ$;
 - Abaissé de l'horizontal : $\pm 10^\circ$;
 - Elevation du pont de taille : 100 ± 20 mm;
 - Section des jambes abaissée par rapport a l'horizontal : $\pm 90^\circ$;
 - Repose-pieds – peut être maintenu horizontalement ou perpendiculairement à la section des jambes.