



MONITEUR PATIENT

Description

- Mesures: ECG (5 dérivations), Respiration, PNI, SpO2, Fréquence cardiaque, Température;
- Compact: Idéalement compact et riche en fonctionnalités, le DJ-12 est idéal pour les zones où l'espace est limité;
- Léger: pesant seulement 6,5 kg, taille: (H X L X P) 320 mm X 160 mm X 270 mm (12,6 « X6,3 » X10,6 «). Le DJ-12 est de type portable;
- Batterie: Fonctionnement pour la portabilité, disponible avec des batteries rechargeables, le DJ-12 peut être utilisé au moins 6 heures en cas de coupure de courant;
- Angle de vision large: l'écran LCD du DJ-12 offre un angle de vision large. Chaque paramètre est codé par couleur dans des couleurs vives et vives, ce qui rend les informations faciles à lire même à distance;
- Tendence: le moniteur peut stocker 150 heures de données de tendance de l'ensemble des paramètres surveillés;
- Enregistreur: L'enregistreur peut être installé au choix.