



Appareil de glycémie Urit 25

Description

Paramètre: Glycémie

Échantillon: sang total capillaire frais

Principe: bio-électro chimie

Bandelette réactive: bandelette réactive glucose de sang URITG25

Vitesse de test: 5Secs.

Volume d'échantillon: 1.0ul

Plage de mesure: 1,1 mmol / L ~ 33,3 mmol / L (19,8 mg / dl-599,4 mg / dl)

Unité: mmol / L (mg / dl en option)

Affichage: 1.85 pouces LCD

Mémoire: 500 résultats de test

Alimentation: deux piles AAA (CC 3V)

Durée de vie de la batterie: au moins 1000 tests

Fonction:

- Affichage du résultat moyen du test sur 7 jours, 14 jours et 30 jours
- Moniteur de température automatique
- Moniteur de batterie automatique et alarme de faible puissance
- Alarme d'erreur automatique

Durée de vie: 8 ans

Conditions ambiantes: 5 °C ~ 45, RH?80%

Poids: environ 40g avec batterie

Taille: 89mm (L) × 61mm (L) × 20mm (H)