



## APPAREIL CANYEARN C90 ENTIEREMENT DIGITAL ET MOBILE – SYSTEME DE DIAGNOSTIQUE A ULTRASON A COULEUR AVEC DOPPLER ULT:

### Description

- Applications clinique : Abdominal, Cardiologie, Urologie, Vasculaire, Obstétrique précoce, Obstétrique tardif, Général, MSK, Bassin Petits organes (thyroïde droite / gauche) ;
- Alimentation électrique : 100V – 240V AC, 50Hz/60Hz ;
- Mode de numérisation : B, M, C, D ;
- Image de flux sanguin : B, CW, C (=CFM), PD ;
- Gain : 0-100 dB ;
- Langage : Anglais et chinois ;
- Imprimantes correspondantes : Imprimante laser / laser / jet d'encre / thermique ;
- Port périphérique : USB, VGA, DICOM, RS232 ;
- Connecteur de sonde : 4.