



## ASPIRATEUR CHIRURGICAL 1 bocal H003

### Description

- Limite de la pression négative :  $\pm 0.075$  Mpa ;
- Plage de régulation de la pression négative : 0.02 Mpa – 0.075 Mpa ;
- Taux d'aspiration :  $\approx 18$  L/ min ;- Bruit :  $\approx 65$  dB (A) ;
- Porte-liquide : 1000 mL/pc 1 pc ;
- Source d'énergie : 220V AC  $\pm 22$ V 50 Hz  $\pm 1$ Hz ;
- Puissance d'entrée : 90VA ;
- Tube à fusible : 1.5A ;
- Poids : 2.5kg ; Taille globale : 335 x 150 x 240 (mm).