



ASPIRATEUR CHIRURGICAL 2 bouches YX930D

Description

- Vide maximum: 70.09Mpa (680mmHg) ;
- Gamme de vide réglable: 0,02 ? 0,09 MPa (150 680mmHg) ;
- Débit: ? 40 L / min ;
- Bruit : ?60dB (A) ;
- bouteilles de stockage : 2500ml × 2 (verre) ;
- Tension d'entrée : 250VA ;
- Alimentation : AC220V 50Hz ;
- Dimension : 465mm × 425mm × 920mm ;
- G.W. / N.W. : 22.5kg / 20kg.

Présentation du produit

- Pompe sans huile sans entretien et à débit élevé avec moins de pollution ;
- Bouteille de stockage de grand diamètre, bouchon avec bague d'étanchéité, facile à ouvrir, à fixer et à nettoyer ;
- Le dispositif de protection contre les débordements empêche le liquide d'entrer dans le tuyau intérieur ;
- Tuyaux en PVC non toxiques transparents, faciles à observer ;
- Le filtre à air protège la pompe de la pollution ;
- L'interrupteur manuel et l'interrupteur à pédale installés en parallèle peuvent être sélectionnés à volonté ;
- Travailler de manière stable et durable, faible bruit, longue durée de vie.