



BOITE CHIRURGIE POUR CERCLAGE

Description

Elle est constituée des éléments suivant:

- Boite en inox, 350 x 180 x 80 mm;
- 2 Spéculums de collin, 35 x 110 mm;
- 1 Valve de Doyen Vaginal, 90 x 45 mm, 24 cm;
- 1 Valve de Doyen Vaginal, 120 x 45 mm, 24 cm;
- 4 Pince a Champs Backhaus, 14 cm;
- 1 Pince de Museux, 8mm, 24 cm;
- 1 Pince en coeur, de Forester, (droite), 25 cm;
- 1 Pince de Bozermann, contre-coudee, 26 cm;
- 2 Pince de Pozzi, 25 cm;
- 1 Porte Aiguille de Mayo Hegar, 25 cm;
- 1 Ciseaux de mayo, (courbe), 23 cm;
- 1 Dissecteur de O'Shaugnessy (courbe) 90, 20 cm;
- 1 Cupule en inox, 60 mm;
- 1 Valve de Auvard, a poids fixe 1100gr.