



BOITE CHIRURGIE POUR MASTECTOMIE

Description

Elle est constituée des éléments suivant:

- 1 Boite en inox, 300 x 150 x 60 mm ;
- 1 Manche de Bistouri, N 4, 14 cm ;
- 4 Pincés de Babcock, 18 cm ;
- 4 Pince à suture de Jayle, 13 cm ;
- 4 Pince de Ombredanne, 13 cm ;
- 6 Pince de Halstead Mosquito, (droite) S/G, 13 cm ;
- 1 pince en cœur, de Foerster, (droite), 25 cm ;
- 1 Dissecteur de Mixter O'Shaugnessy (courbe) 90°, 24 cm ;
- 2 Ecarteurs Roux, set de 3 ;
- 2 Ecarteurs de Beckmann, 4 x 4 griffe, 16 cm ;
- 1 Pince de Kelly, (droite), 16 cm ;
- 1 Cupule en inox, 60 mm ;
- 2 Pincés à Dissection, A/G, 12 cm ;
- 2 Pincés à Dissection, S/G, 12 cm ;
- 1 Ciseaux de Metzenbaum, (courbe), 23 cm ;
- 1 Ciseaux de Metzenbaum, (droite), 23 cm ;
- 2 Porte aiguille de Mayo Hegar, 18 cm ;
- 2 Porte aiguille de Mayo Hegar, 24 cm ;
- 2 Porte aiguille de Mayo Hegar, 16 cm ;
- 2 Ecarteur de Farabeuf, (la paire) 16 mm, 15 cm ;
- 4 Pince a champs Backhaus.