



BOITE DE CHIRURGIE GENERALE

Description

Elle est constituée des éléments suivants:

- 1 Boite inox, 400 x 200 x 90 mm;
- 1 Agrafes Michel Perfect, les 100 14 mm;
- 1 Ciseaux de Mayo, (droite), 16 cm;
- 1 Ciseaux de Metzenbaum, (courbe), 18cm;
- 1 Ciseaux de mousse, (droite), 14 cm;
- 1 Curette a os de Volkmann, 17 cm;
- 1 Manche de Bistouri, N 4, 13 cm;
- 1 Ecarteur Farabeuf, (la paire) 16 mm, 15 cm;
- 1 Ecarteur de Beckmann, a griffe 50 mm, 30 cm;
- 1 Ecarteur Gosset, (adulte) 3 Valves;
- 1 Lame Malleable , 35 x 25 mm, 25 cm;
- 6 Pince de Kocher, (droite), 14 cm;
- 1 Pince a pansements, "Longuette" (droite), 24 cm;
- 6 Pince a Champs Backhaus, 13 cm;
- 2 Pince de Chaput, (2 x 3 dents), 13 cm;
- 6 Pince de Leriche, (droite) A/G, 15 cm;
- 6 Pince de Leriche, (courbe) S/G, 15 cm;
- 1 Pince Michel, pour oter les agrafes, 14 cm;
- 2 Pinces de Murphy Pean, (droite), 14 cm;
- 1 Pince a Dissection, A/G, 14 cm;
- 1 Pince a Dissection, A/G, 20 cm;
- 1 Pince a Dissection, S/G, 14 cm;
- 1 Pince a Dissection, S/G, 20 cm;
- 1 Pince a affronte Pauchet, pour agrafes de 14 mm, 15 cm;
- 1 Porte Aiguille Mayo Hegar, 18 cm;
- 1 Dissecteur de Mixter O'Shaugnessy (courbe) 90, 24 cm;
- 1 Sonde cannelee, 14 cm;
- 1 Stylet Olivaire, 14 cm;



-
- 1 Stylet Porte-Coton, 14 cm.