



GANT DE CHIRURGIE

Description

1. Matériau : Le latex naturel.
 2. Taille : 7,5?, 8?
 3. Épaisseur : Min0.15mm.
 4. Longueur; 265-275mm.
 5. Largeur : 80-120mm.
 6. Surface : Lissé ou texturé.
 7. Doigt: incurvé.
 8. Durée de vie : 5 ans.
 9. L'emballage : 1 paire/housse de transport, 50 paires/boîte, 10boîtes/CTN.
 10. Type : sous tension ou en poudre libre.
 11. Le poids par pièce : S : 5,0 g+_M : 0.2G 0.2G 5.5G+_L : 0.2G 6.0G+_XL : 0.2G 6.5G+_.
- Fonctionnalité :
1. Brassard de perles.
 2. L'Aise touch, conception raisonnable, de la bonne elasticity, haute résistance à la traction.
 3. Stérilisés par gama rayonnement.
 4. Pour la chirurgie d'utilisation.
 5. Pas d'incidence sur les médecins de la sensibilité à la main.
 6. Gants en latex fournissent également une grande souplesse et stretchiness, snap-retour à leur forme originale avec facilité.
 7. De longues périodes de temps pour l'usure, pour qu'ils causent un minimum de fatigue de la main.
 8. Imperméable, strechproof.