



HEMOGLOBINOMETRE URIT 12

Description

- Paramètres: Hémoglobine et Hématocrite ;
- Principe : Réflectance optique ;
- Haute précision ;
- Échantillon: sang total capillaire ou veineux (13 ~ 15ul) ;
- Mémoire: 250 résultats de test ;
- Automatisation: auto-vérification, jugement automatique et affichage des dysfonctionnements ;
- Vitesse de mesure : ? 10 secondes ;
- Gamme de mesure : 4.0g/ dL~24,0g / dl ;
- Alimentation : 6 V DC (2 batteries) ;
- Contenu : l'appareil Urit-12, dispositif auto-piqueur, lancettes 10pcs, Bandelettes Hb 10pcs, étui de transport, 2pilesCR2032, manuel.