



## MICROSCOPE ELECTRONIQUE "Nativa"

### Description

40x -1600x microscope triloculaire, Le microscope biologique "Native" est spécialement conçu pour l'examen clinique, l'examen chimique, recherche professionnelle et démonstration pour l'enseignement dans les établissements médicaux et de santé, laboratoires, domaine technologique, institut de recherche, universités et ainsi de suite.

Ses accessoires parfaits sont des instruments d'application à large portée sur l'observation de contraste de phases, la photographie, l'appareil photo, représentation d'affichage sur télévision et distribution d'images par ordinateur, qui peut également être utilisé pour le travail de routine et la recherche en biologie, bactériologie et pharmacologie largement et facilement.

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tête d'affichage        | Tête binoculaire coulissante                        |
|                         | Tête triloculaire glissante                         |
|                         | Tête binoculaire Seidentopf                         |
|                         | Anti-moisissures                                    |
| Oculaire                | WF10x                                               |
|                         | P16x                                                |
| Barrette nasale         | Barrette nasale quadruple                           |
|                         | Quintuple Ogive                                     |
| Objectif                | Objectif achromatique 4X, 10X, 40X, 100X            |
| Étape                   | Doubles Couches Statif mécanique 140x140mm/ 75x50mm |
| Condenseur              | Abbe Na1.20 Avec Diaphragme à iris et filtre        |
|                         | Coaxial Réglage grossier et fin,                    |
|                         | Bonne division 0.002mm,                             |
| Système de focalisation | Course de grossiers 37.7mm Par Rotation,            |
|                         | Course de fines 0, 2mm Par Rotation,                |
|                         | Plage mobile 28mm                                   |
| Accoudoir               | Accoudoir noir                                      |



---

|                         |                                       |                 |                      |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Couvercle en caoutchouc | Couvercle en caoutchouc               | Pour Concentrer | Le bouton de réglage |
|                         | S- Eclairage LED, Luminosité Réglable |                 |                      |
| L'éclairage             | Lampe halogène 100V-240V/ 6V20W       |                 |                      |
|                         | Plan- Miroir concave                  |                 |                      |
|                         | En mousse de polystyrène              |                 |                      |
| Paquet                  | Carton                                |                 |                      |
|                         | Coffret en bois                       |                 |                      |