



## MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE YK – 8000B

### Description

- Taille: 12 \* 11.4 \* 6.4 pouces ;
- Poids: 4 kg ;
- Spécifications électriques: 100-240v AC, 50 / 60Hz, puissance d'entrée maximale: 70VA ;
- Batterie: batterie au lithium rechargeable 11.1V 2200mAh ;
- Configuration standard: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP ;
- Configuration facultative: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, écran tactile, imprimante thermique intégrée.

Ce modèle intègre un grand nombre de fonctionnalités à savoir :

- Écran LCD TET couleur haute résolution de 12,1 pouces ;
- Plus mince et plus léger dans la conception, pratique et portable pour les utilisateurs ;
- Analyse de segment S-T en temps réel, détection de stimulateur cardiaque ;
- Différentes interfaces: écran standard, écran de tendance, écran oxy CRG, écran de liste NIBP, grand écran frontal ;
- Alarmes audio / visuelles à 3 niveaux ;
- Résistance efficace aux interférences du défibrillateur et du couteau HF ;
- Jusqu'à 400 groupes de liste NIBP, 6 000 secondes, rappel de forme d'onde ECG, rappel de 60 enregistrements d'événements d'alarme, graphique de tendance sur 7 jours en stockage ;
- Batterie au lithium rechargeable intégrée, capacité de travail de 2 heures ;
- Système de surveillance central sans fil applicable à l'ICU / CCU / OR.