



POCHE A SANG (250ML, 400ML)

Description

Aiguille pointue 16G pour un prélèvement en douceur non douloureux Différents types d'anticoagulants assurent une préservation variée, CPDA-1 pour un meilleur stockage jusqu'à 35 jours et CPD-SAGM pour le stockage de concentrés d'érythrocytes jusqu'à 42 jours.

Le port de sortie se branche sur un kit de transfusion par dispositif de perforation fermée étanche, sûr et facile à ouvrir Capuchons fournis pour éviter la contamination, s'ouvrent d'une seule main pour éviter le contact direct avec le port proprement dit Conception innovante.

La pointe à ouverture rapide facilite le transfert en souplesse des composants vers les poches périphériques. Le protège-aiguille réduit le risque de blessure par piqûre et empêche de réutiliser l'aiguille.

Possibilités d'application impressionnantes.

Des fentes et anneaux de suspension sont destinés à être utilisés pendant le prélèvement et la transfusion de sang et permettent de suspendre les poches facilement en position verticale.